

L'opération consiste en l'agrandissement du laboratoire AMP classé ISO8, le déplacement de la zone administrative, la création d'un sas vestiaires à l'entrée du laboratoire, ainsi que l'augmentation du stockage azote dans lesquels sont stockés les paillettes et ovocytes.

La modification des espaces comprend l'accueil ambulatoire vers la lithotritie, le déplacement des salles d'examens, des bureaux médecins vers l'accueil ambulatoire et le déplacement des bureaux administratif et vestiaires.

Manipulé sous PSM les transferts se font par l'intermédiaire de passe-plats interloqués / thermostaté.